


Kalos TR Trauma unit

Patient care in friendly environment
Patientenversorgung in angenehmer Umgebung


Kalos TR is a clever digital radiographic solution, dedicated for emergency and traumatology.
System flexibility allows complete access to the patient in any investigation procedure.

*Kalos TR ist die ideale radiografische Lösung für Notfall- und Traumaabteilungen.
Die hohe Systemflexibilität ermöglicht einen vollständigen Zugang zum Patienten für jede Untersuchungsmethode.*



Kalos TR Trauma unit is a DR solution integrating ceiling mounted X-ray tube and state-of-the-art single Wi-Fi detector. Low weight, excellent handling and reduced overall dimensions enable accurate and fast examinations in emergency situations and in standard diagnostic procedures.

Das Kalos TR Trauma ist ein volldigitales System (DR) mit Deckenstativ und einem hochmodernen kabellosen WLAN Detektor. Geringes Gewicht, exzellentes Handling und reduzierter Raumbedarf ermöglichen präzise und schnelle Untersuchungsverfahren in Notfallsituationen sowie bei konventionellen Röntgenuntersuchungen.



Kalos TR Trauma unit

Patient care in friendly environment
Patientenversorgung in angenehmer Umgebung



MAIN FEATURES

- Ceiling suspension with "U" arm
- Integrated touch screen console
- Fast and efficient workflow
- 35 x 43 Wi-Fi detector
- Removable antiscatter grid
- DAP integration
- Optional vertical wall bucky stand

HAUPTMERKMALE:

- Deckenstativ mit "U" Bügel
- integrierte Touchscreen Konsole
- schneller und effizienter Workflow
- 35 x 43 WLAN Detektor
- herausnehmbares Streustrahlenraster
- integriertes DAP
- optionales Rasterwandstativ

The combination of technologically advanced components, such as digital processor, generator, collimator and Wi-Fi detector ensures **high performances, excellent image quality and utmost dose saving** in any operational condition. Kalos TR image processor is provided with a full touch screen interface and a 22" wide HD monitor. ATH, Anatomic Tissue Harmonization, is the image processing algorithm, provided with system standard configuration, for image treatment.

Die Kombination von technologisch hochentwickelten Komponenten, wie Digitalprozessor, Generator, Tiefenblende, und WLAN Detektor, gewährleisten **hohe Effizienz, hervorragende Bildqualität und höchste Dosisreduzierung** in allen Anwendungsbereichen. Die digitale Bildverarbeitung des Kalos TR Trauma verfügt über eine Touchscreen Oberfläche mit einem 22" HD Monitor. ATH, Anatomic Tissue Harmonization, ist der Bildverarbeitungsalgorithmus, der in der Standardkonfiguration für die Bearbeitung der Röntgenaufnahmen angeboten wird.

