



bertzmedical



Niemagnetyczny wózek inwalidzki do 7,0 T

Wykonany w 100% z tworzyw sztucznych

EasyRoller jest pierwszą całkowicie niemetalową konstrukcją, wykonaną w 100% z przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych, które mogą być całkowicie przetworzone i poddane recyklingowi. Jest to najlepszy wybór dla instytucji, w których korzystanie ze sprzętu z metalowymi częściami jest niewskazane, niepożądane lub zabronione.



EasyRoller

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki
tel./fax: +48 (61) 87 50 743
e-mail: biuro@bertzmedical.pl

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

www.bertzmedical.pl





bertzmedical

Doskonałe wzornictwo

Niepowtarzalny, oryginalny, sportowy design oraz unikalne cechy materiałów wózka Easyroller to nie wszystko. Produkt zawiera również wiele ergonomicznych i funkcjonalnych rozwiązań, m. in. obracany podnóżek o specyficznym kształcie ułatwiającym siadanie i wstawanie, obręcz kół o geometrii ułatwiającej chwyt z bezdętkowymi oponami oraz demontowalne i łatwe w czyszczeniu oparcie i siedzisko. Wytrzymała konstrukcja zapewnia stabilność podczas użytkowania, dodatkowo wyposażona jest w ograniczniki przeciwywrotne, a innowacyjny uchwyt pozwala na łatwe manewrowanie wózkiem wraz z użytkownikiem.

Zastosowanie

Wózek jest dedykowany dla:

- Ośrodków rehabilitacyjnych
 - Użytkownicy wózka mogą bez przeszkód używać go na basenach, ponieważ produkt jest w pełni odporny również na wodę chlorowaną.
- Szpitali
 - Pacjenci mogą być z łatwością transportowani przez cały szpital, włącznie z pomieszczeniem rezonansu magnetycznego, bez zakłócania pracy urządzenia i bez wpływu na aparat.
- Lotnisk
 - Użytkownicy wózka mogą w łatwy sposób „przejść” kontrolę bezpieczeństwa, nie powodując żadnych niepożądanych reakcji ze strony urządzeń skanujących i sprawdzających.

Parametry techniczne

- Wysokość całkowita: 105 cm
- Długość całkowita: 82,5 cm
- Szerokość całkowita: 67 cm
- Wysokość siedziska: 52 cm
- Głębokość siedziska: 42 cm
- Szerokość siedziska: 50 cm
- Wysokość oparcia: 52 cm
- Obciążenie całkowite: do 150 kg
- Ciężar własny: 17 kg (wersja basenowa 20 kg)



Wózek jest wyprodukowany zgodnie z normami EN12183 and ISO 7176.

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki
tel./fax: +48 (61) 87 50 743
e-mail: biuro@bertzmedical.pl

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego • Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
KRS: 0000531821 • REGON: 360218438 • NIP: 7831719298

www.bertzmedical.pl

