



Niemagnetyczna leżanka o regulowanej wysokości do transportu pacjentów w pozycji leżącej

Leżanki niemagnetyczne firmy AGA Sanitätsartikel GmbH zostały przetestowane i zatwierdzone do użytkowania przez wiodących producentów rezonansów magnetycznych do 3T. Firma zajmuje się produkcją wyposażenia medycznego od 1975 roku. Leżanki Aga San są projektowane, produkowane i montowane wyłącznie w Niemczech, zgodnie z niemieckimi i europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa. Posiadają znak jakości GS wydany przez TÜV, produkowane są zgodnie z normą ISO 13485:2012 oraz certyfikatem jakości CE.

Zalety:

Duża kombinacja akcesoriów pozwala indywidualnie dobrać sprzęt do wymagań klienta. Leżanka może zostać wyposażona w barierki ochronne. Kolor tapicerki wybieramy z palety 22 kolorów. Do łóżka może zostać zamontowany wieszak na kroplówkę oraz uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego.



Dostępność:

Produkty AGA Sanitätsartikel GmbH sprzedawane są na całym świecie. Indywidualne podejście do klienta oraz wysoka jakość oferowanego sprzętu potwierdzają zadowoleni klienci.



Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| • Długość wezglowia: | 500 mm |
| • Długość pozostałej części leżanki: | 1400 mm |
| • Grubość tapicerki: | 64 mm |
| • Szerokość: | 650 mm |
| • Kółka jezdne (Ø): | 100 mm |
| • Barijerka boczna: | 800 x 250 mm (D x W) |
| • Regulacja wysokości w zakresie: | 620 – 980 mm |
| • Maksymalne obciążenie: | 200 kg |

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki
tel./fax: +48 (61) 87 50 743
e-mail: biuro@bertzmedical.pl





Niemagnetyczna leżanka do transportu pacjentów w pozycji leżącej

Leżanki niemagnetyczne firmy AGA Sanitätsartikel GmbH zostały przetestowane i zatwierdzone do użytkowania przez wiodących producentów rezonansów magnetycznych do 3T. Firma zajmuje się produkcją wyposażenia medycznego od 1975 roku. Leżanki Aga San są projektowane, produkowane i montowane wyłącznie w Niemczech, zgodnie z niemieckimi i europejskimi normami jakości i bezpieczeństwa. Posiadają znak jakości GS wydany przez TÜV, produkowane są zgodnie z normą ISO 13485:2012 oraz certyfikatem jakości CE.

Zalety:

Duża kombinacja akcesoriów pozwala indywidualnie dobrać sprzęt do wymagań klienta. Leżanka może zostać wyposażona w barierki ochronne. Kolor tapicerki wybieramy z palety 22 kolorów. Do łóżka może zostać zamontowany wieszak na kroplówkę oraz uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego.



Dostępność:

Produkty AGA Sanitätsartikel GmbH sprzedawane są na całym świecie. Indywidualne podejście do klienta oraz wysoka jakość oferowanego sprzętu potwierdzają zadowoleni klienci.



Dane techniczne:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| • Długość wezglowia: | 500 mm |
| • Długość pozostałej części leżanki: | 1400 mm |
| • Grubość tapicerki: | 64 mm |
| • Szerokość: | 650 mm |
| • Kółka jezdne (Ø): | 100 mm |
| • Barijerka boczna: | 800 x 250 mm (D x W) |
| • Wysokość: | 650 lub 700 lub 750 lub 800 mm |
| • Maksymalne obciążenie: | 200 kg |

Bertz Medical Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Fabianowska 131, 62-052 Komorniki
tel./fax: +48 (61) 87 50 743
e-mail: biuro@bertzmedical.pl

